

## Модельный ряд лабораторных весов ВСН-8

Модели весов	Макс. нагрузка	Мин. нагрузка	Цена деления	Погрешность*	Интервал
ВСН-150/10-8	150 кг	0,5 кг	10 г	± 10 г ± 20 г ± 30 г	0,5-10 кг 10-40 кг 40-150 кг
ВСН-300/20-8	300 кг	1,0 кг	20 г	± 20 г ± 40 г ± 60 г	1-20 кг 20-80 кг 80-300 кг
ВСН-600/50-8	600 кг	2,5 кг	50 г	± 50 ± 100 ± 150	2,5-50 кг 50-100 кг 100-600 кг

*\*предел допускаемой погрешности по ТУ в рамках интервала.*

Юстировка и поверка проводится эталонными гирями 4 разряда в соответствии с ГОСТ 8.021-2005